

Ergometer Ergoselect 100



Kinder-Ergometer Ergoselect 150

- spezielle Sattelverstellung für Kinder
- verstellbare Pedalkurbeln (12 - 17 cm)
- durch Schnellwechseladapter bequem für größere Jugendliche und Erwachsene umrüstbar
- digitale und analoge Schnittstellen zu EKGs und PC-EKGs
- automatische Blutdruckmessung (optional, nachrüstbar)
-

Technische Daten:

- Bremssystem computergesteuerte Wirbelstrombremse
- Belastung 6-999 Watt, drehzahlunabhängig
- Genauigkeit gemäß DIN VDE 0750-238
- Drehzahlbereich 30-130 U/min.
- Patientengewicht (max.) max. 60 kg (Kindersattel) / max. 160 kg (Standardsattel)
- Bedieneinheit
- Anzeige / Patientenanzeige Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, Herzfrequenz (LCD) / Drehzahl (LED)
- Tastatur Folientastatur
- grafische Anzeige (Lastkurve, Pulskurve)
- 10 Ergometrie-Programme, frei programmierbar
- 5 feste Stufenprogramme (WHO, Hollmann etc.)
- manuelle Lasteinstellung
- Trainingsprogramme
- pulsgesteuertes Training (Polar-Empfänger integriert)
- vordefinierte Leistungstests
- Erweiterungen
- automatische Blutdruckmessung
- Standardsattel mit Schnellspannadapter
- Schnittstellen (digital (RS-232) / analog (Soll-Last) / Fernstart)

- Anschluss an ERS Reha-System

Sonstiges:

- Abmessungen, max. (L x B x H) ca. 90 cm x 46 cm x 133 cm (max.)
- Gewicht 61 kg
- Stromversorgung 90-265 V / 50-60 Hz / 60 VA max.